


Normec Servaco	<b>bijlage: recipiënten monsternamen</b>	publ.datum:6-12-2021
versie:47		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip		blz.: 1/13


**1. Enkele richtlijnen bij het vullen van de recipiënten op volgende bladzijden:**

- 1) Draag de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen, sommige recipiënten bevatten een kleine hoeveelheid corroderende of toxische stoffen.
  - a) veiligheidsbril
  - b) handschoenen
- 2) Hou rekening met de houdbaarheid, sommige recipiënten hebben maar een beperkte houdbaarheid.
- 3) Respecteer de volgorde waarin de recipiënten moeten gevuld worden, zo wordt onderlinge contaminatie voorkomen.  
De recipiënten worden gevuld in oplopende volgorde. De nummers staan op het etiket op de recipiënten.
- 4) Na het bemonsteren moeten alle recipiënten koel bewaard worden.
- 5) Deze recipiënten dienen voor het bemonsteren van afvalwater, grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en vaste stalen.  
Indien er corroderende of toxische stoffen ingebracht worden, gelieve Servaco te verwittigen.
- 6) Voor de bepaling van anorganische parameters worden hoofdzakelijk plasticen recipiënten gebruikt (afkorting PE), en voor de bepaling van organische parameters worden hoofdzakelijk glazen recipiënten gebruikt (afkorting G). De nodige conserveringsmiddelen zitten reeds in de recipiënten.
- 7) De volgende recipiënten moeten steeds volledig gevuld worden: Ab, Ac, Ad, Af, BOD, E, H, I, La, Lb, N, Q, Rn, TOC, Za, Zs.
- 8)













Normec Servaco	<b>bijlage: recipiënten monstername</b>	publ.datum:6-12-2021
versie:47		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip		blz.: 2/13

### Anorganische parameters

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">70</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>uniek</span> <span>BOD</span> </div>	<p>BOD</p>	<p>PE 1000 ml volledig vol</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">90</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>uniek</span> <span>Ff</span> </div>	<p>Opgeloste COD</p>	<p>PE 100 ml 1 ml H2SO4 59% filtreren over 0.45 µm</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">70</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>Aa</span> </div>	<p>Bromaat Bromide Ureum</p>	<p>PE 100 ml</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">80</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>uniek</span> <span>D</span> </div>	<p>Cyanide</p>	<p>G 100 ml 1 ml natronloog 4%</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">70</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>Ac</span> </div>	<p>chloride, fluoride, o-fosfaat (totaal PO4), nitraat, <i>TON</i>, nitriet, SO4, <i>thiocyanaat</i>, ammonium (NH4), <i>vrij koolzuur, hydroxylionen, chroom VI</i>, alkaliniteit (TAM-TAP, carbonaat, bicarbonaat, OH-), <i>tot. hardheid, buffercapaciteit, tijdelijke hardheid, asrest, droogrest, formaldehyde (spectrofotometrisch)</i></p>	<p>PE 500 ml</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">80</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>uniek</span> <span>Df</span> </div>	<p>Cyanide</p>	<p>G 100 ml 1 ml natronloog 4% filtreren over 0.45 µm</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">90</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>uniek</span> <span>F</span> </div>	<p>COD Oxideerbaarheid</p>	<p>PE 250 ml 1 ml H2SO4 59%</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">70 + 95</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>Aa + M</span> </div>	<p>Kjeldahl-n, totale stikstof</p>	<p>PE 100 ml + PE 100 ml 1 ml HCl 21%</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">70</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>uniek</span> <span>Ad</span> </div>	<p>COD na bezinking</p>	<p>PE 1000 ml volledig vol</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">100</div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>Bz</span> </div>	<p>Metalen totaal (As, Cd, Cr, Cu, Ob, Ni, Zn, ...), fosfor totaal, kwik totaal, silicium, seleen</p>	<p>PE 100 ml 0.5ml HNO3 69 – 70 % onmiddellijk 2 mg/l Au 1% HCl toevoegen in labo</p>










Normec Servaco	<b>bijlage: recipiënten monsternamen</b>	publ.datum:6-12-2021
versie:47		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip		blz.: 3/13

100		PE 100 ml 0.5 ml HNO3 69 – 70 % filtratie over 45µm
	Metalen opgelost, kwik opgelost, silicium opgelost, selen opgelost	
	Bfz	
100		PE 100 ml 0.5 ml HNO3 69 – 70 %
	Alkalimetalen (Na, K, Ca, Mg)	
	Nkz	
100		PE 100 ml 0.5 ml HNO3 69 – 70 % filtratie over 45µm
	Alkalimetalen (Na, K, Ca, Mg) opgelost	
	Nkfz	
70		PE 100 ml volledig vol
	Organoleptische beoordeling (geur, kleur, smaak,...)	
	Aa	
70		PE 2000 ml volledig vol
	Tegenstaal heffingen Vlaanderen	
	Af	

120		Sulfide	PE 100ml 0.5 ml 10% zinkacetaat + 1 pellet NaOH volledig vol
	uniek E		
120		Sulfide opgelost	G 100ml 0.5 ml 10% zinkacetaat + 1 pellet NaOH volledig vol filteren over 0.45 µm
	uniek Ef		
125		Sulfiet	G 100ml 1 ml 2.5% EDTA volledig vol
	uniek I		
70		Zwevende stof, bezinkbare	PE 1000 ml volledig vol
	uniek Zs		
40		Vlampunt	G 250 ml volledig vol
	uniek Lb		











Normec Servaco	<b>bijlage: recipiënten monsternamen</b>	publ.datum:6-12-2021
versie:47		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip		blz.: 4/13

### Organische parameters : somparameters

170		Anionische en niet ionogene detergenten	G 100 ml 1% van 37% formaldehyde	95		NPOC	PE 100 ml 1 ml HCl 21%
70 + 140		AOX (TOX)	PE 100 ml + G 250 ml 2.5 ml 1.75M Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>	140		POX	G 250 ml 2.5 ml 1.75M Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>
140		EOX (grondwater)	G 1000 ml 10 ml 1.75M Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>	130		TCE-,PE-,CCl <sub>4</sub> - extraheerbare stoffen (oliën en vetten, minerale olie IR)	G 1000 ml 2 ml H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 95-97% vullen tot 800 ml
140		EOX (oppervlaktewater, drinkwater, afvalwater)	G 500 ml 5 ml 1.75M Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>	70		TIC,TOC, DOC	PE 100 ml volledig vol
70 + 150		Fenolindex	PE 100 ml + G 100 0.5 ml H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> 85%	uniek	TOC		




Normec Servaco	<b>bijlage: recipiënten monsternamen</b>	publ.datum:6-12-2021
versie:47		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip		blz.: 5/13

### Organische parameters : semi-vluchtige verbindingen





40		uniek	Lb	Acrylamide	G 250 ml volledig vol	130		uniek	Rb	Minerale olie GC (C10-C40) enkel grondwater Vlarebo	G 250 ml 0.5 ml H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 95-97%
40		uniek	Lb	Epichloorhydrine	G 250 ml volledig vol	130		uniek	2 x Ra	Minerale olie GC (C10-C40) alle staalnamen behalve grondwater Vlarebo	G 100 ml 0.5 ml H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 95-97%
160		uniek	T	(chloor)fenolen/cresolen	G 1000 ml 2.5 ml H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> 85%	40		uniek	2 x La	PAK's, PCB's, choorbenzenen, organochloorpesticiden (OCP's), semi-vluchtige organostikstofpesticiden en organofosforpesticiden (ONP en OPP)	G 100 ml volledig vol
40		uniek	2 x La	Ftalaten	G 100 ml volledig vol	40		uniek	Ld	PCT's (polychloorterphenylen)	G 1000 ml
40		uniek	Lc	GC-MS screening semi-vluchtige	G 500 ml	130		uniek	Rb	Petrogene koolwaterstoffen totaal : TPK Petrogene koolwaterstoffen extraheerbaar : EPK	G 250 ml 0.5 ml H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 95-97%

Normec Servaco	<b>bijlage: recipiënten monsternamen</b>	publ.datum:6-12-2021
versie:47		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip		blz.: 6/13






### Organische parameters : vluchtige verbindingen






30		<p>Aromaten (BTEXS), MAK</p> <p>Aanvullend alifaten (hexaan, heptaan, octaan)</p> <p>Aanvullend MTBE</p> <p>VOCL's (VOX, incl. chloroform)</p> <p>Aanvullend chloorbenzenen vluchtige</p> <p>Petrogene koolwaterstoffen vluchtige : VPK (minerale olie vluchtig)</p> <p>GC-MS screening vluchtige</p> <p>MEK, naftaleen, white spirit, 2 butanol, Freon 113, 1,4-dioxaan, chloorethaan, 1,1-dichlooretheen</p>		N	<p>G 100 ml</p> <p>5 g</p> <p>ascorbinezuur</p> <p>volledig vol</p>	
30		<p>Methaan, ethaan,</p> <p>etheen</p>	<p>G 100 ml</p> <p>5 g ascorbinezuur</p> <p>volledig vol</p>	uniek	Za	
40		<p>Polaire solventen (wateroplosbare)</p> <p>Ethylacetaat, MIBK, ketonen, aceton, alcoholen, glycolen</p>		uniek	La	<p>G 100 ml</p> <p>volledig vol</p>

### Organische parameters : specifieke componenten




40		<p>dimethoxyethaan,</p> <p>methoxypropanol</p>	<p>G 100 ml</p> <p>volledig vol</p>	La		
40		<p>Azijnzuur , vluchtige</p> <p>vetzuren</p>	<p>G 100 ml</p> <p>volledig vol</p>	uniek	La	
40		<p>broomhoudende vlamvertragers (afvalwater)</p>		uniek	2 x La	<p>G 100 ml</p>
40		<p>broomhoudende vlamvertragers (oppervlaktewater, grondwater, drinkwater)</p>		uniek	2 x Ld	<p>G 1000 ml</p>




Normec Servaco	<b>bijlage: recipiënten monsternamen</b>	publ.datum:6-12-2021
versie:47		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip		blz.: 7/13

40		Dimethylformamide (DMF)	G 100 ml volledig vol	uniek	La
70		PFAS (afvalwater)	PE 25 ml volledig vol	uniek	2xAab
190		Kationische detergenten	G 100 ml 10% isopropanol en 1 mM LAS	uniek	U
160		Nonylfenol, octylfenol	G 1000 ml 2.5 ml H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> 85%	uniek	T
170		Nonylfenolethoxylaten, octylfenolethoxylaten	G 100 ml 1% van 37% formaldehyde	uniek	Ka

70		PFT's, PFC's, (perfluorotensiden), PFAS (grondwater)	PE 250 ml volledig vol	uniek	Ab
70		PFAS (oppervlakte- en drinkwater)	PE 50 ml volledig vol	uniek	2xAac
140		Polaire pesticiden	G 500 ml 10 ml 0.01M Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>	uniek	Sp
40		Tributyltin (TBT), organotin verbindingen (laag bereik)	G 100 ml volledig vol	uniek	2 x La
75		Tributyltin (TBT), organotin verbindingen (hoog bereik)	G 100 ml 4 ml ethanol volledig vol	uniek	H

Normec Servaco	<b>bijlage: recipiënten monsternamen</b>	publ.datum:6-12-2021
versie:47		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip		blz.: 8/13





40		Organische tin-,silicium-, fosforverbindingen	G 500 ml
uniek	Lc		
40		Dioxines, furanen	G 1000 ml
uniek	2 x Ld		
70		<i>Radon-222</i>	<i>PE 1000 ml volledig vol</i>
uniek	Rn		

40		Permethrine	G 1000 ml
uniek	Ld		
70		Radionucliden	PE 5000 ml volledig vol
uniek	Q		
40		<i>Formaldehyde (LC-UV)</i>	<i>G 100 ml volledig vol</i>
uniek	La		








Normec Servaco	<b>bijlage: recipiënten monsternamen</b>	publ.datum:6-12-2021
versie:47		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip		blz.: 9/13


### Bacteriologie en toxiciteit


1000  steriel	Bacteriologie	PE 1000 ml steriel	40  uniek      2 x Ld	Daphnia	G 1000 ml
1000  uniek      steriel	Giardia	PE 1000 ml steriel	1000  uniek      steriel	Salmonella	PE 1000 ml steriel

### Vaste stalen : bodem



 Bo	Structuurparameters anorganische componenten Vluchtige organische componenten semi-kwan. Semi-vluchtige organische componenten	G 405 ml	 uniek      Bo	Asbest kwalitatief	G 405 ml
 Zk	1-staps uitloog, kolomproef	Zakje + Emmer 3000 ml	 uniek      E10	Asbest kwantitatief	Emmer 10000 ml volledig vol
 E3					



Normec Servaco	<b>bijlage: recipiënten monstername</b>	publ.datum:6-12-2021
versie:47		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip		blz.: 10/13

	Vluchtige verbindingen kwantitatief	Steekbus
--	--	----------



	Vluchtige verbindingen on site	Vial 10 ml methanol
--	-----------------------------------	---------------------------

### Vaste stalen : onderwaterbodem

	Droge stof < 30% alle onderzoeken	G 405 ml + emmer 10000 ml
		
zie bodem	Droge stof > 70%	

	Droge stof 30- 70 % alle onderzoeken	G 405 ml + emmer 3000 ml
		

### Vaste stalen : afval

	storklasse	G 405 ml + zak of emmer 3000 ml
		

	Inert materiaal puingranulaten bodemverbeterende middelen	In samenspraak met Servaco nv
--	--	--

**Aangeboden pakketten : grondwater Vlaanderen**

			<p>SAP 1/4 N, Aa, Bfz, Rb (Vlarebo)</p>
			

			<p>SAP 6 (drinkwater) Ac, M, Bz, Bfz, Nkz, G</p>
			

			<p>SAP 2/3 N, Aa, Rb (Vlarebo)</p>

























			<p>SAP 7 (sanering) Zs, Aa, Bz, Bfz</p>
			

			<p>SAP 5 N, 2 x La, D, Bfz, Rb (Vlarebo)</p>
			







			<p>Boorputwater Steriel, Ad, Bz, Bfz, Nkfz</p>
			

Normec Servaco	<b>bijlage: recipiënten monsternamen</b>	publ.datum:6-12-2021
versie:47		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip		blz.: 12/13

### Aangeboden pakketten : grondwater Wallonië


















			PSA 1/4 N, Aa, Bfz, Rb				PSA 6 N, 2 x La, Aa, Bfz, Rb
							
			PSA 2/3/7 N, Aa, Rb				PSA 8 N, 2 x La, Ac, Aa, D, Bfz, Rb, G
			PSA 5 N, Aa, 2 x La, Rb				
							

### Aangeboden pakketten : grondwater Brussel

			SAB 1/2 N, Rb				SAB 3 N, Bz, Bfz, Rb
							

Normec Servaco	<b>bijlage: recipiënten monstername</b>	publ.datum:6-12-2021
versie:47		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip		blz.: 13/13

### Aangeboden pakketten : Afvalwater

			Heffingen Vlaanderen BOD, Zs, Aa, F, M, Bz				Heffingen Wallonië Zs, Ac, Aa, F, M, Bz
							
			Tegenstaal heffingen Vlaanderen Af, Bz				Ionenbalans Ac, Bfz, Nkzf

## 2. Referenties

WAC/1/A/010 : *Conservering en behandeling van watermonsters*