

Normec Servaco	Annexe: Liste des récipients	publ.datum:6-12-2021
versie:12		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip_fr		blz.: 1/13

1. Quelques instructions lors du remplissage des flacons:

1) Veuillez porter les équipements de protection adéquats, certains récipients contiennent une petite quantité de substance corrosive ou toxique.

- a) paire de lunettes de protection
- b) paire de gants

2) Veuillez prendre en compte le délai de conservation. Certains récipients ont une durée de conservation limitée.

3) Veuillez respecter l'ordre dans lequel les récipients doivent être remplis afin d'éviter des contaminations. Pour cela, un code chiffré est appliqué à chaque type de récipient. Les récipients doivent être remplis sur base de l'ordre numérique croissant.

4) Après échantillonnage, tous les récipients doivent être conservés au frais.

5) Ces récipients sont utilisés pour l'échantillonnage d'eau usée, d'eau souterraine, d'eau de surface, d'eau potable et d'échantillons solides. Si des substances toxiques ou corrosives y sont ajoutées, veuillez avertir Servaco.

6) Pour la détermination de paramètres anorganiques, des flacons en plastiques (PE) sont principalement utilisés. Pour les paramètres organiques, des flacons en verre (G) sont principalement utilisés. Les conservateurs nécessaires sont déjà inclus dans les récipients.

7) Les flacons suivants doivent être complètement remplis : Ab, Ac, Ad, Af, BOD, E, H, I, La, Lb, N, Q, Rn, TOC, Za, Zs.

8)













Normec Servaco	Annexe: Liste des récipients	publ.datum:6-12-2021
versie:12		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip_fr		blz.: 2/13

Paramètres anorganiques:










70		DBO	PE 1000 ml rempli complètement	90		DCO après filtration	PE 100 ml 1 ml H2SO4 59% filtré sur site à 0,45 µm
unique	BOD			unique	Ff		
70		Bromate Bromure Urée	PE 100 ml	80		Cyanure	G 100 ml 1 ml NaOH 4%
Aa				unique	D		
70		chlorure, fluorure, nitrate, o-phosphate (PO4), nitrite, sulfate (SO4), ammonium (NH4), alcalinité (TA, TAC, carbonate, bicarbonate, OH-), chrome VI, thiocyanate, dureté totale, temporaire, résidu sec, cendres, capacité tampon,Formaldehyde, (spectrophotométrique), gaz carbonique libre,	PE 500 ml	80		Cyanure	G 100 ml 1 ml NaOH 4% filtré sur site à 0,45 µm
Ac				unique	Df		
90		DCO total Oxydabilité	PE 250 ml 1 ml H2SO4 59%	70 + 95		Kjeldahl-N, Azote total	PE 100 ml + PE 100 ml 1 ml HCl 21%
unique	F			Aa + M			
70		DCO après sédimentation	PE 1000 ml rempli complètement	100		métaux totaux : As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, ... phosphore total (P) mercure total, silicium, sélénium	PE 100 ml 0.5ml HNO3 69 – 70 % Ajout 2 mg/l Au 1% HCl dès arrivée au labo
unique	Ad			Bz			

Normec Servaco	Annexe: Liste des récipients	publ.datum:6-12-2021
versie:12		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip_fr		blz.: 3/13

<p>100</p>  <p>Bfz</p>	<p>Métaux dissous mercure dissous silicium dissous sélénium dissous</p>	<p>PE 100 ml 0.5 ml HNO3 69 – 70 % filtré sur site à 0,45 µm</p>	<p>120</p>  <p>unique E</p>	<p>Sulfure</p>	<p>PE 100ml 0.5 ml 10% acétate de zinc + 1 goutte NaOH rempli complètement</p>
<p>10</p>  <p>Nkz</p>	<p>Métaux alcalins(Na, K, Ca, Mg)</p>	<p>PE 100 ml 0.5 ml HNO3 69 – 70 %</p>	<p>120</p>  <p>unique Ef</p>	<p>Sulfure dissous</p>	<p>G 100ml 0.5 ml 10% acétate de zinc + 1 goutte NaOH rempli complètement filtré sur site à 0,45 µm</p>
<p>10</p>  <p>Nkfz</p>	<p>Métaux alcalins (Na, K, Ca, Mg) dissous</p>	<p>PE 100 ml 0.5 ml HNO3 69 – 70 % filtré sur site à 0,45 µm</p>	<p>125</p>  <p>unique I</p>	<p>Sulfite</p>	<p>G 100ml 1 ml 2.5% EDTA rempli complètement</p>
<p>70</p>  <p>Aa</p>	<p>Analyse organoleptique (odeur, couleur, goût,...)</p>	<p>PE 100 ml rempli complètement</p>	<p>70</p>  <p>unique Zs</p>	<p>Matières en suspension, sédimentables</p>	<p>PE 1000 ml rempli complètement</p>
 <p>Af</p>	<p>Contre-échantillon taxation Flandre</p>	<p>PE 2000 ml rempli complètement</p>	<p>40</p>  <p>unique Lb</p>	<p>Point d'éclair</p>	<p>G 250 ml rempli complètement</p>











Normec Servaco	Annexe: Liste des récipients	publ.datum:6-12-2021
versie:12		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip_fr		blz.: 4/13

Paramètres organiques : paramètres généraux

170		Détergents anioniques et non-ioniques	G 100 ml 1% du 37% formaldehyde	95		NPOC	PE 100 ml 1 ml HCl 21%
unique	Ka			M			
70 + 140		AOX (TOX)	PE 100 ml + G 250 ml 2.5 ml 1.75M Na ₂ SO ₃	140		POX	G 250 ml 2.5 ml 1.75M Na ₂ SO ₃
unique	Aa + Sb			unique	Sb		
140		EOX (eau souterraine)	G 1000 ml 10 ml 1.75M Na ₂ SO ₃	130		Matières extractibles au TCE, PE, CCl ₄ (huiles et graisses, huile minérale IR)	G 1000 ml 2 ml H ₂ SO ₄ 95- 97% à remplir jusque +/- 800 ml
unique	Sd			unique	Rd		
140		EOX (eau de surface, eau potable, eau usée)	G 500 ml 5 ml 1.75M Na ₂ SO ₃	70		CIT ,COT, COD	PE 100 ml rempli complètement
unique	Sc			unique	TOC		
70 + 150		Indice des phénols	PE 100 ml + G 100 0.5 ml H ₃ PO ₄ 85%				
unique	Aa + G						




Normec Servaco	Annexe: Liste des récipients	publ.datum:6-12-2021
versie:12		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip_fr		blz.: 5/13

Paramètres organiques : composés semi-volatiles





40		Acrylamide	G 250 ml rempli complètement	130		Huile minérale (C10-C40) Uniquement eau souterraine	G 250 ml 0.5 ml H ₂ SO ₄ 95-97%
unique	Lb			unique	Rb		
40		Epichlorhydrine	G 250 ml rempli complètement	130		Huile minérale GC (C10-C40) Toutes les autres matrices sauf eau souterraine	G 100 ml 0.5 ml H ₂ SO ₄ 95-97%
unique	Lb			unique	2 x Ra		
160		(chloro)phénols/crésols	G 1000 ml 2.5 ml H ₃ PO ₄ 85%	40		HAP's, PCB's, chorobenzènes, pesticides organochlorés , semi- volatiles pesticides organo- azotés et pesticides organo-phosphoés	G 100 ml rempli complètement
unique	T			unique	2 x La		
40		Phtalates	G 100 ml rempli complètement	40		PCT's (polychloroterphényles)	G 1000 ml
unique	2 x La			unique	Ld		
40		Screening semi-volatile GC-MS	G 500 ml	130		Hydrocarbures pétrogéniques totaux : TPK Hydrocarbures pétrogéniques extractibles : EPK	G 250 ml 0.5 ml H ₂ SO ₄ 95-97%
unique	Lc			unique	Rb		

Normec Servaco	Annexe: Liste des récipients	publ.datum:6-12-2021
versie:12		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip_fr		blz.: 6/13

Paramètres organiques : composés volatiles

30		<p>aromates (BTEXS) hexane, heptane, octane MTBE Solvants chlorés volatiles chlorobenzènes volatiles Hydrocarbures pétrogéniques volatiles : VPK huile minérale volatile Screening volatile GC-MS MEK, naphtalène, white spirit, 2 butanol, Freon 113 , 1,4-dioxane, chloroethane, 1,1-dichloroéthène</p>		N	G 100 ml 5 g acide ascorbique, rempli complètement	
30		méthane, éthane, éthène	G 100 ml 5 g acide ascorbique rempli complètement	unique	Za	
40		<p>Solvants polaires (solubles dans l'eau) Ethylacetate, MIBK, Cétones , acetone, alcools, glycols</p>		unique	La	G 100 ml rempli complètement


Paramètres organiques : Composés spécifiques


40		dimethoxyethane methoxypropanol	G 100 ml rempli complètement	unique	La	
40		Acide acétique , acides gras volatiles	G 100 ml rempli complètement	unique	La	
40		<p>Retardateurs de flamme bromés (eau usée)</p>		unique	2 x La	G 100 ml
40		<p>Retardateurs de flamme bromés (eau de surface , eau potable, eau souterraine)</p>		unique	2 x Ld	G 1000 ml

Normec Servaco	Annexe: Liste des récipients	publ.datum:6-12-2021
versie:12		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip_fr		blz.: 7/13



40		Dimethylformamide (DMF)	G 100 ml rempli complètement		unique	La
70		PFAS (eau usée)	PE 25 ml rempli complètement		unique	2xAab
190		Détergents cationiques	G 100 ml 10% isopropanol et 1 mM LAS		unique	U
160		Nonylphénol, octylphénol	G 1000 ml 2.5 ml H ₃ PO ₄ 85%			T
170		nonylphenoéthoxylates, octylphenoéthoxylates	G 100 ml 1% du 37% formaldehyde		unique	Ka
70		PFT's/PFC's (composés perfluorés), PFAS (eau souterraine)	PE 250 ml rempli complètement		unique	Ab
70		PFAS (eau de surface et eau potable)	PE 50 ml rempli complètement		unique	2xAac
140		Pesticides polaires	G 500 ml 10 ml 0.01M Na ₂ SO ₃		unique	Sp
40		Tributyl-étain (TBT) / composés organostanniques (faible plage de mesure)	G 100 ml rempli complètement		unique	2 x La
75		Tributyl-étain (TBT) / composés organostanniques (haute plage de mesure)	G 100 ml 4 ml ethanol rempli complètement		unique	H



Normec Servaco	Annexe: Liste des récipients	publ.datum:6-12-2021
versie:12		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip_fr		blz.: 8/13

40		Composés organo-stanniques, organo-siliciés, organo-phosphorés	G 500 ml
unique	Lc		

40		Permethrine	G 1000 ml
unique	Ld		





Composés spécifiques

40		Dioxines, furanes	G 1000 ml
unique	2 x Ld		
70		Radon-222	PE 1000 ml rempli complètement
unique	Rn		

70		Radioisotope	PE 5000 ml rempli complètement
unique	Q		
40		<i>Formaldehyde, (LC-UV)</i>	<i>G 100 ml rempli complètement</i>
unique	La		

Normec Servaco	Annexe: Liste des récipients	publ.datum:6-12-2021
versie:12		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip_fr		blz.: 9/13


Bactériologie et toxicité


1000		steriel	Bacteriologie	PE 1000 ml stérile	40		unique	2 x Ld	Daphnia	G 1000 ml	
1000		unique	steriel	Giardia	PE 1000 ml stérile	1000		unique	steriel	Salmonella	PE 1000 ml stérile

Récipients pour le prélèvement d'échantillons solides



	Bo	Paramètres de structure (pH, Mat.org, argile) Composés anorganiques Composés organiques volatiles (semi-quantitatif) Composés organiques semi-volatiles	G 405 ml		unique	Bo	Amiante (analyse qualitative)	G 405 ml		
	Zk	Lixiviation en 1 étape, test sur colonne	Sac plastique + seau de 3000 ml		E3		unique	E10	Amiante (analyse quantitative)	seau de 10000 ml rempli complètement



Normec Servaco	Annexe: Liste des récipients	publ.datum:6-12-2021
versie:12		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip_fr		blz.: 10/13

 <p style="text-align: right; margin-right: 5px;">St</p>	Composés volatiles (analyse quantitative)	Échantillon non remanié Steekbus
--	--	--



 <p style="text-align: right; margin-right: 5px;">Vi</p>	Composés volatiles on site	Vial 10 ml methanol
--	----------------------------	---------------------------

Echantillons solides : sédiment, boue de curage et de dragage

 <p style="text-align: right; margin-right: 5px;">Bo</p>	Matière sèche < 30%	G 405 ml + seau de 10000 ml
 <p style="text-align: right; margin-right: 5px;">E10</p>		
Voir sol	Matière sèche > 70%	




























 <p style="text-align: right; margin-right: 5px;">B</p>	Matière sèche 30 - 70%	G 405 ml + seau de 3000 ml
 <p style="text-align: right; margin-right: 5px;">E3</p>		

Echantillons solides : déchet

 <p style="text-align: right; margin-right: 5px;">Bo</p>	Mise en CET	G 405 ml + Sac plastique ou seau de 3000 ml
 <p style="text-align: right; margin-right: 5px;">E3</p>		

























	Matériau inerte Amendements de sol	Après concertation avec Servaco
--	---------------------------------------	---------------------------------------

Contenu de quelques paquets : eau souterraine Flandre







			<p>SAP 1/4 N, Aa, Bfz, Rb (Vlarebo)</p>				<p>SAP 6 (eau potable) Ac, M, Bz, Bfz, Nkz, G</p>
							
			<p>SAP 2/3 N, Aa, Rb (Vlarebo)</p>				<p>SAP 7 (assainissement) Zs, Aa, Bz, Bfz</p>
							
			<p>SAP 5 N, 2 x La, D, Bfz, Rb (Vlarebo)</p>				<p>Eau de puits Stérile, Ad, Bz, Bfz, Nkz</p>
							

Normec Servaco	Annexe: Liste des réipients	publ.datum:6-12-2021
versie:12		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip_fr		blz.: 12/13

Contenu de quelques paquets : eau souterraine Wallonie


















			PSA 1/4 N, Aa, Bfz, Rb				PSA 6 N, 2 x La, Aa, Bfz, Rb
							
			PSA 2/3/7 N, Aa, Rb				PSA 8 N, 2 x La, Ac, Aa, D, Bfz, Rb, G
			PSA 5 N, Aa, 2 x La, Rb				
							

Contenu de quelques paquets : eau souterraine Bxls

			SAB 1/2 N, Rb				SAB 3 N, Bz, Bfz, Rb
							

Normec Servaco	Annexe: Liste des récipients	publ.datum:6-12-2021
versie:12		versiedatum:6-12-2021
code:wurecip_fr		blz.: 13/13

Paquets proposés : eau usée

			Taxation Flandre BOD, Zs, Aa, F, M, Bz				Taxation Wallonie Zs, Ac, Aa, F, M, Bz
							
			Contre- échantillon taxation Flandre Af, Bz				Balance ionique Ac, Bfz, Nkfz

2. Référence norm:

WAC/1/A/10 : conservation et traitement des échantillons d'eau